



Rilevare il tenore dell'anidride solforosa con grande semplicità

Mini-titolatore automatico, dei risultati esatti in pocchi minuti

Questo nuovo modello, subentrante del **HI 84100**, dispone di un sistema precisissimo di dosatura a pistone per ottimizzare le misure e di un contenitore compatto per favorire un posto di lavoro raccolto. E' inoltre dotato di un dispositivo di controllo automatico della velocità di agitamento, di una modalità grafica generativa in tempo reale della curva di titolazione, di un sistema di registrazione dei dati usando le capacità di un PC e della funzione BPL (buona pratica di laboratorio), la quale consente agli utenti di visionare i dati di taratura della pompa.

Le peculiarità performanti :

- > Sistema di dosaggio a pistone di alta precisione
- ➤ Misura del potenziale d'ossiriduzione (*redox*)
- > Controllo automatico della velocità di agitamento
- Traciato delle curve in tempo reale e trasferimento dei dati a PC
- Memorizzazione su richiesta

Specifiche tecni	che	HI 84500
Scale	SO ₂ scala bassa	1,0 a 40,0 mg/l
	SO ₂ scala alta	30 a 400 mg/l
	Redox/mv	-2000,0 a 2000,0 mV
Approssimazione	SO_2	0.1 mg/l
Approssimazione	Redox/mV	0,1 mV
Precisione a	SO ₂ scala bassa	\pm 3% della lettura o \pm 0,5 mg/l
25°C	SO ₂ scala alta	\pm 3% della lettura o \pm 1 mg/l
	Redox/mv	± 1 mV
Volume del campione		50 ml
Metodo		Metodo Ripper
Principio della titolazione		Punto di equivalenza della titolazione redox
Elettrodo redox		HI 31488 (fornito)
Portata della pompa		10 ml/min
Velocità di agitamento		700 giri/min
Memorizzazione a richiesta		Fino a 200 rilevamenti
Connessione al PC		Dalla porta USB
Alimentazione		Adattatore AC/DC da 12V
Dimensioni/Peso		235 x 200 x 150 / 1900 g

Presentazione

HI 84500 è fornito assieme ad un elettrodo redox HI 3148B, ad una soluzione elettrolitica HI 7082 (30 ml), ad un set di reagenti per SO₂ HI 84500-70 (composto di un flacone HI 84500-50 da 203 ml, da un flacone HI 84500-51 da 230 ml, da un flacone HI 84500-61 di reagente acido da 230 ml, da un flacone HI 84500-61 di reagente basico da 120 ml e da 84 sacchetti HI 84500-62 di stabilizzante), a due bicchieri beaker da 100 ml, a due bicchieri beaker da 20 ml, ad una forbice, ad un set di tubi HI 70500 (tutti dotati di cappuccio per bottiglia da soluzione titolatrice, puntale dosatore e valvola), ad una siringa da 5 ml, a varie pipette di plastica da 1 ml, ad una barretta magnetica, a due sacchetti di soluzione per pulire gli elettrodi da macchie di vino e ad un adattatore AC/DC da 12V.

	1 1 8		
Elettrodo			
HI 3148B/50	: Elettrodo redox combinato per vini e mosti, cavo da 50 cm		
Soluzioni			
HI 84500-50	: Soluzione di titolazione – scala bassa da 0 a 40 mg /l (230 ml)		
HI 84500-51	: Soluzione di titolazione – scala alta da 30 a 400 mg /l (230 ml)		
HI 84500-55	: Soluzione di taratura per 12 tarature (120 ml)		
HI 84500-60	: Reagente acido per 46 saggî (230 ml)		
HI 84500-61	: Reagente alcalino per 24 saggî (230 ml)		
HI 84500-62	: Stabilizzante in polvere per 100 saggî (100 sacchetti)		
Accessorî			
HI 70500	: Set di tubi con cappuccio per bottiglia da titolatore, puntale dosatore e valvola		
HI 731319/U	: Barretta calamita per agitatore magnetico (1 pezzo)		
HI 920013	: Cavo di collegamento al PC per porta USB		

HANNA instruments France Agence Ouest Zone Industrielle Est – Rue de Bellevue 14650 CARPIQUET

Téléphone : 02 31 26 55 24 – Télécopie : 02 31 73 52 42 viti@hanna-france.com – www.hanna-france.com

HI 84500

Perché rilevare il tenore dell'anidride solforosa SO₂ ?

Antisettica, efficiente ed antiossidante, essa è un aiuto indispensabile per i viti-vinicoltori, dalla tinozza fino alla messa in bottiglia. L'assenza totale di SO₂ è una rarità anche se, anche se, in assenza di solfatazione, ne ritroviamo piccolissime quantità generate dai lieviti della fermentazione. La sua azione è molteplice: uccide i batterî ed i germi delle malatie del vino, ne protegge l'aroma e lo preserva da un'ossidazione troppo intensa fissandone il tenore ad un livello sufficientemente basso. Il regolamento comunitario fissa dei limiti ben preciso al tenore massimo di SO₂, relativa-mente ai differenti tipi di vino:

Vini	secchi, zucchero inferiore a 4 g/l
Rossi	160 mg/l (vini del contadino 25 mg/l)
Biano	chi e rosati 210 mg/l
(vini d	lel contadino 50 mg/l)
•	

•
Vini, zuccheri superiori a 4 g/l
Rossi 210 mg/l
Bianchi e rosato 260 mg/l
Sboccamenti per diversi DOC a 300 mg/l
Sboccamenti per DOC prodotti con uve
botrytizzate a 400 mg/l

